

“자신있게 바이오세상 에서 소개합니다.”

ELUS Viability Assay Kit
(WST-8) = CCK-8

추가할인이벤트

3,000 Test = 324,000원

Sample Free !!

고감도의 기술로 편하게 실험하세요!



- 실험 전 별도의 준비과정이 필요 없는 **One-bottle solution** !
- 배지의 제거 및 유기 용매 (DMSO) 사용이 필요하지 않아 연속적인 관찰
 - **Multiple time point assay** 가능 - **Suspension cell** 간편하게 적용
- 살아있는 세포의 미토콘드리아 전자전달계에 존재하는 **Dehydrogenase**와 반응!!
 - 오렌지 색의 수용성 formazan을 생성 => **Sensitivity colorimetric assay** 가능
- 물에 잘 녹는 **High Sensitive Tetrazolium Salt**로 **독성 없이** 살아있는 세포의 양을 측정

♥ EVENT Ordering Information

| 제품코드 | 제품명 | 규격 | 가격 (원) |
|---------------|-----------------------------|------------|--|
| PR7009-300-KT | (PR1009) ELUS Viability Kit | 3,000 test | 450,000 360,000 324,000 |



+ 추가할인

고감도의 검출을 위해 새롭게 탄생한 Viability Assay를 소개합니다.

ELUS Viability Assay Kit 출시!



높은 감도 + 재현성 + 무독성 + 안정성 Quality를 자랑하는
ELUS Viability Assay로 탁월한 선택하세요.

1 높은 감도

- MTT, XTT, MTS, WST-1 대비 2~3배 뛰어난 감도!

2 안정적인 재현성



- 실험결과의 품격을 높였다!!
- One Bottle Solution



3 무독성 & 안정성

- 독성이 없는 독성실험 솔루션!!!
- Cell Viability, Proliferation & Cytotoxicity Assay 등에 사용

HeLa / Incubation 5 hours



Comparison of cytotoxicity between ELUS Viability Assay Kit and MTT reagent

Ordering Information



| 제품코드 | 제품명 | 규격 | 가격 (원) |
|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| PR7009-050-KT | (PR1009) | 500 test | 100,000 |
| PR7009-300-KT | ELUS Viability Kit | 3,000 test | 450,000 360,000 |

Perfumedesign // Biosesang EDU™

(주)바이오세상 경기도 성남시 분당구 판교로 697 분당테크노파크 A동 507호
대표전화:1577-2390 / 팩스:031)707-2520 / www.biosesang.com

* 자세한 사항은 지역 대리점에 문의해 주시기 바랍니다.